



Rollatorbox, komplett




erweiterbar für Anbausatz mit
oder ohne Seitenwand

Rollator Box, complete




extendable with
or without side wall



	67 x 4, 8x13 DIN 7981 C		6 x 6 x 45 DIN 571		6 x Ø 8		2 x M8 x 20 DIN 933		22 x 8,4 DIN 9021
--	-------------------------------	--	--------------------------	--	------------	--	---------------------------	--	-------------------------











Falls zusätzlich ein **Anbausatz ohne Seitenwand** montiert werden soll, ändern sich die Montageschritte hinter **Bild 4**, siehe ab **Bild 6** der Montageanleitung für **Anbausatz ohne Seitenwand**. *When adding an **extension element without side wall**, the assembly steps from **fig. 4** onwards are shown in the instructions for **extension elements without side wall** starting with **fig. 6**.*



Veränderter Montageverlauf bei zusätzlicher Verwendung eines **Anbausatzes ohne Seitenwand** (siehe gesonderte Anleitung)

*Modified assembly steps when using an **extension element without side wall** (see separate instructions)*



Falls zusätzlich ein **Anbausatz ohne Seitenwand** montiert werden soll, ändern sich die Montageschritte hinter **Bild 4**, siehe ab **Bild 6** der Montageanleitung für **Anbausatz ohne Seitenwand**. *When adding an **extension element without side wall**, the assembly steps from **fig. 4** onwards are shown in the instructions for **extension elements without side wall** starting with **fig. 6**.*

